


Céramiques In-Ceram pour armatures –

une association parfaite des qualités esthétiques et fonctionnelles.




Idéal pour les couronnes et les bridges de plusieurs éléments tout céramique avec un pontique !

Nous fabriquons des chapes et des armatures de bridge en utilisant des céramiques VITA In-Ceram – ZIRCONIA, ALUMINA

et SPINELL – ainsi qu'un système de CFAO hautement performant. Outre leurs propriétés fonctionnelles, ces masses céramiques offrent toutes les qualités requises pour une restauration esthétique des dents antérieures.

Jusqu'à 40 mm de longueur !

Les VITA In-Ceram ZIRCONIA et ALUMINA BLANKS permettent la réalisation d'armatures de bridge d'une longueur anatomique de 40 mm avec un pontique.



Chape de couronne

Armature de bridge 3 éléments :
1 chape de pilier, 1 pontique,
1 chape de pilier

Armature de bridge 4 éléments :
2 chapes de pilier, 1 pontique,
1 chape de pilier

Armature de bridge 5 éléments :
1 chape de pilier, 1 pontique,
1 chape de pilier, 1 pontique,
1 chape de pilier

Des résultats cliniques probants et des années de réussite !

Si nous avons opté pour les céramiques In-Ceram, c'est parce que nous faisons pleinement confiance à l'expertise et au savoir-faire de la société VITA Zahnfabrik. Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la céramique industrielle et 10 millions de restaurations attestent de la qualité de ses produits. De plus, la fabrication industrielle garantit une répartition homogène des particules et, partant, une structure de base optimale pour l'usage du matériau, ce qui explique la qualité de nos armatures céramiques.

La garantie d'une céramique adaptée à l'indication !

Disposant de trois céramiques In-Ceram pour réaliser les chapes et les armatures de bridge, nous sélectionnons celle qui présente la dureté et la translucidité la mieux adaptée. Vous avez ainsi l'assurance d'obtenir une pièce prothétique à la fois solide, durable et hautement esthétique.

Technique adhésive ou conventionnelle, à vous de choisir !

Quelle que soit la céramique In-Ceram mise en œuvre, il est aisé de poser nos couronnes et bridges selon la méthode conventionnelle. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la technique adhésive, largement éprouvée et garante d'une liaison dent-céramique fiable et durable.

	Céramiques In-Ceram		
	VITA In-Ceram Classic ZIRCONIA BLANKS	VITA In-Ceram Classic ALUMINA BLANKS	VITA In-Ceram Classic SPINELL BLANKS
Indications			
Chapes secteur antérieur	■	■	■
Chapes secteur postérieur	■	■	●
Armatures de bridge secteur antérieur	■*	■*	
Armatures de bridge secteur postérieur	■*		
Fixation			
Scellement conventionnel	■	■	■
Technique adhésive	●	●	●

■ Conseillé ● Possible *avec un pontique

Les céramiques à structure fine –

garantes d'un esthétisme parfait.



Idéal pour la restauration céramique hautement esthétique de dents unitaires !

C'est pour obtenir la plus grande perfection esthétique que nous travaillons sur des céramiques à structure fine à effet "caméléon" et avec un système de CFAO. Déclinées en plusieurs

teintes et translucidités, les céramiques dont nous disposons permettent un polissage aisé ou sont faciles à individualiser au moyen de maquillants spéciaux une fois le façonnage terminé. Il suffit ensuite d'effectuer le glaçage. Le résultat est de nature à satisfaire toutes les exigences en matière de restauration unitaire.

Des blocs de céramique préfabriqués garants d'une grande qualité clinique !

Les blocs de céramique à structure fine réalisés industriellement se distinguent par une répartition homogène des particules. Les avantages qui en découlent tant sur le plan des propriétés que de la mise en œuvre du matériau ont été maintes fois démontrés par des analyses neutres et objectives de diverses universités. De même, les longues années d'expérience de nos fournisseurs de céramiques usinables ainsi que la pose de plus de dix millions de restaurations attestent clairement de la performance clinique de ces matériaux.

Un choix diversifié de céramiques pour couvrir une vaste gamme d'indications !

La mise à disposition d'un large éventail de céramiques à structure fine nous permet de répondre à toutes vos attentes. Les propriétés physiques et optiques de ces matériaux sont examinées en fonction de chacune de vos indications, ce qui garantit la haute qualité de nos travaux.

Une apparence naturelle grâce au bloc TriLuxe !

Grâce aux trois degrés de saturation intégrés dans cette céramique, la dent prothétique unitaire reproduit parfaitement les teintes caractéristiques des dents vivantes voisines.



Fixation adhésive garante de solidité et de préservation de la dentine saine !

La technique adhésive vous permet d'exploiter pleinement les avantages de la restauration céramique. Elle assure une liaison fiable et durable entre la dent et le matériau prothétique et fait même tampon. Ainsi, en utilisant un composite transparent, vous obtiendrez une adhésion parfaite de la prothèse sur la substance dentaire restante. Notez aussi que ce type de restauration est souvent plus préservateur de substance qu'une obturation métallique. Il n'est plus nécessaire, désormais, de couronner systématiquement une dent entière lorsqu'elle est très endommagée, un onlay en céramique suffit ! En d'autres termes, vous limitez votre intervention à la stricte réparation du défaut.

	Céramiques à structure fine			
	VITABLOCS Mark II	VITABLOCS TriLuxe	VITABLOCS ESTHETIC LINE	Ivoclar Vivadent ProCAD
Indications				
Chapes secteur antérieur	■	■	■	■
Chapes secteur postérieur	■	■	●	■
Inlays	■	●	●	■
Onlays	■	■	●	■
Facettes	■	■	■	■
Fixation				
Technique adhésive	■	■	■	■

■ Conseillé ● Possible